

Gebrauchsanweisung: Bitte sorgfältig lesen!



Wund- und Sonnenbrandsalbe



Medizinprodukt – Zur äußerlichen Anwendung für die Heilung von Verletzungen der Haut.

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen.

Anwendungsgebiete: Verletzungen der Haut (z.B. Schnitt-, Schürf-, Riss- und Quetschwunden), Verbrennungen 1. und 2. Grades (auch Sonnenbrand), zur Behandlung von Narbengewebe und stumpfen Traumen. Auch zur Pflege der beanspruchten oder trockenen, rissigen Haut und Altershaut.

- Fördert die Wundheilung
- Reduziert die Schwellung
- Mindert den Schmerz
- Reduziert die Narbenbildung
- Beugt Infektionen vor
- Für Kinder geeignet

Eigenschaften: **activeMED Wund- und Sonnenbrandsalbe** dient zur Einstellung eines optimalen physikalischen Milieus zur Heilung verletzter Haut. Dadurch werden Blutergüsse und Ödeme beschleunigt abgebaut, die Schwellung reduziert und damit die Schmerzen gelindert. Die Neubildung von Gewebe wird unterstützt, die Heilung nach Verletzungen (Wunden, Verbrennungen, Sonnenbrand) verbessert und die Narbenbildung verringert.

Anwendung: Vor und nach der Behandlung Hände waschen. Sofern erforderlich, die Wunde reinigen (z.B. mit **activeMED Wundspray**). **activeMED Wund- und Sonnenbrandsalbe** ca. 2 mm dick auf die verletzte Haut bis ca. 2 cm über die Wundränder hinaus auftragen. In den ersten drei Tagen nach der Verletzung mehrmals täglich anwenden.

activeMED Wund- und Sonnenbrandsalbe kann auch in Verbindung mit einem handelsüblichen Verbandstoff angewandt werden. Durch das Abdecken der verletzten Haut mit einem Verbandstoff wird die Wunde zusätzlich vor äußeren Einflüssen geschützt, die die Heilung stören könnten.

activeMED Wund- und Sonnenbrandsalbe enthält keine hautreizenden Substanzen und kann am Mund- und im Schleimhautbereich (z.B. Nase) angewendet werden.

Dauer der Anwendung: Die Anwendung richtet sich nach Art und Schwere der Verletzung.

Kontraindikationen und Nebenwirkungen: Bei bekannter Allergie oder Verdacht allergischer Reaktionen auf einen der Inhaltsstoffe sollte das Produkt nicht eingesetzt werden. Bei Verbrennungen des Grades 2b sollte ein Arzt hinzugezogen werden.

Sicherheitshinweise: Zur äußerlichen Anwendung. Auf hygienische Entnahme achten. Vor Frost und Hitze schützen. Die Tube nach Gebrauch verschließen. Verfalldatum siehe Faltschachtel und Tubenfalz. Nicht nach Ablauf des Verfalldatums verwenden. Auf unbeschädigte Versiegelung achten.

Haltbarkeit: 3 Jahre nach Herstellung

Aufbrauchsfrist Tube: Nach dem Öffnen sollte **activeMED Wund- und Sonnenbrandsalbe** innerhalb von 3 Monaten aufgebraucht werden.

Packungsgrößen: 75 g Tube

Verfalldatum  / **Chargenbezeichnung** **LOT**: Auf Boden der Faltschachtel aufgedruckt und in Kunststofftubenfalz eingeprägt.

Inhaltsstoffe (INCI): Aqua purificata, Octyldodecanol, Hydrogenated Palm Glycerides, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Cetyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Trace elements (zinc iron).

Vertrieben durch:

SANKT PIRMIN® Naturprodukte GmbH
D-55218 Ingelheim, Eltviller Straße 2a

 NAWA Heilmittel GmbH
D-90482 Nürnberg, Ostendstraße 100

CE 0197



Sollten Sie noch weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
☎ +49 6132 89 86 84, info@sanktpirmin.de

Stand der Information: 2019.11



Navodila za uporabo: Natančno preberite!

Mazilo za rane in sončne opekline



Medicinski pripomoček – za zunanjo uporabo za zdravljenje poškodb kože.

Prosimo, da natančno preberete navodila za uporabo, ker vsebujejo pomembne informacije o uporabi medicinskega pripomočka.

Področja uporabe: Poškodbe kože (npr. ureznine, praske, raztrganine in zmečkanine), opekline 1. in 2. stopnje (tudi sončne opekline), za zdravljenje brazgotin in topih poškodb. Tudi za nego obremenjene ali suhe, razpokane kože in kože starostnikov.

- Spodbuja celjenje ran
- Zmanjšuje otekline
- Lajša bolečino
- Zmanjšuje brazgotinjenje
- Preprečuje okužbe
- Primerno za otroke

Lastnosti: Mazilo za rane in sončne opekline activeMED je namenjeno vzpostavitvi optimalnega fizikalnega okolja za zdravljenje poškodovane kože. Pri tem se pospeši razgradnja razlite krvi in edemov, zmanjša otekline, s tem pa se tudi zmanjšajo bolečine. Podpira nastajanje novega tkiva, izboljša se celjenje po poškodbah (rane, opekline, sončne opekline), brazgotinjenje pa se zmanjša.

Uporaba: Pred uporabo in po njej si umijte roke. Če je potrebno, očistite rano (npr. z **razpršilom za rane activeMED**). Na poškodovano kožo nanesite do pribl. 2 mm debelo plast **mazila za rane in sončne opekline activeMED** do pribl. 2 cm čez rob rane. V prvih treh dneh po poškodbi nanesite večkrat na dan.

Mazilo za rane in sončne opekline activeMED lahko uporabite tudi skupaj z običajno obvezo. Če poškodovano kožo prekrijete z obvezo, bo rana dodatno zaščitena pred zunanjimi vplivi, ki bi lahko motili celjenje.

Mazilo za rane in sončne opekline activeMED ne vsebuje snovi, ki bi dražile kožo, in ga lahko uporabite na področju ust in sluznic (npr. nos).

Trajanje uporabe: Uporaba je odvisna od vrste in resnosti poškodbe.

Kontraindikacije in stranski učinki: V primeru znane alergije ali suma na alergijske reakcije na eno izmed sestavin izdelka ne uporabite. Pri opeklinah stopnje 2b se posvetujte z zdravnikom.

Varnostni napotki: Za zunanjo uporabo. Pazite na higienično doziranje. Shranjujte zaščiteno pred zmrzaljo in vročino. Po uporabi tubo zaprite. Za datum zapadlosti si oglejte dno škatlice in rob tube. Ne uporabljajte po pretečenem roku trajanja. Preverite, da je pečat nepoškodovan.

Rok trajanja: Tri leta po datumu izdelave.

Rok porabe tube: Mazilo za rane in sončne opekline activeMED po odprtju porabite v treh mesecih.

Velikosti embalaže: 75 g tuba

Datum zapadlosti  / **oznaka šarže** : Natisnjeno na dnu škatlice in vtisnjeno na robu tube.

Sestavine (INCI): Aqua purificata, Octyl-dodecanol, Hydrogenated Palm Glycerides, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Cetyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Trace elements (zinc iron).

Distributer:

SANKT PIRMIN® Naturprodukte GmbH
D-55218 Ingelheim, Eltviller Straße 2a

 NAWA Heilmittel GmbH
D-90482 Nürnberg, Ostendstraße 100

CE 0197



V primeru dodatnih vprašanj smo vam z veseljem na voljo:

☎ +49 61 32 89 86 84, info@sanktpirmin.de

Stanje informacij: 2019.11